


ORTOPEDICO

MP
MAXI POČITEK

PROGRAM BONELL



OPORA:

- 1 – Bonell žično jedro nudi telesu dobro nekoliko tršo oporo.
- 8 – Sloj vate na obodu ojača jedro na robovih.
- 2 – Trdo iglana vata položena na žično jedro utrdi jedro na ležalni površini.
- 3 – Trdo iglana vata pritrjena na žično jedro vzmeti dodatno ploskovno poveže, utrdi robove in izolira žično jedro od ostalih polnil ležalne površine
- 2 – 3 – Položena in pritrjena trdo iglana vata na bonell žično jedro dajeta ležalni površini tršo – ortopedsko oporo.



UDOBJE LEŽALNE POVRŠINE:

7 – 6 – 5 – 4 – Blago preobleke (7) je reliefno prešito z antialergijskim zračnim polnilom Termofil (6), mešanico bombažne vate (5) in izolacijsko povezovalno TNT tkanino (4) v fiksno ležalno blazino.

Ležalna blazina je prijetno mehka, zmanjšuje pritisk jedra na telo, omešča ležalno površino in daje telesu prijeten občutek udobja na ortopedski opori.

9 – Zračnika na obodu omogočata dobro prezračevanje notranosti vzmetnice. Vzmetnica je stalno suha in ni pogojev za nastanek kondenza, posledično plesni in neprijetnih vonjav.

»ORTOPEDICO« je klasični model vzmetnice ortopedске trdote. Namenjena je vsestranski uporabi, predvsem pa zadovoljuje ljudi, ki imajo težave s hrbtenico.



ANTIBAKTERIJSKI



ANTIALERGIJSKI



ortopedico